

AI RAY PORTATIF RÖNTGEN

İlan veren: NET Dental Technologies
E-posta: info@netdisdeposu.com
https://dentalilan.com/ai-ray-portatif-rontgen_i260935
Yeni ilanlar: Klinik Demirbaş Ürünler Cihazlar

Adres: Molla Gürani Mahallesi , Turgut Özal Millet Caddesi No:90/C, Fındıkzade,
Fatih, İstanbul, Türkiye

Kategori:Klinik Demirbaş Ürünler Cihazlar

Küçük boyut, hafif, taşınabilir Hafıza fonksiyonu, bir kez pozlama, CAN bellek pozlama parametreleri LCD ekran, tüm işlevler net bir şekilde görülebiliyordu Tim anahtarlar, akıllı kontrol, kullanım kolaylığı Yüksek Frekanslı güç kaynağı, düşük radyasyon, el yakışıklı görünüm Işık odasında gelişen bir görüntü, bir dakikada tanı için bir kerede kullanılabilir Intraoral boşluk dijital görüntüleme sistemini kullanın Teknik Özellikler Tüp voltajı: 60 KV Tüp akımı: 1,2mA Odak boyutu: 0,4 mm Frekans: 40 KHZ Pozlama süresi: 0-2,5s Şarj gerilimi: AC100V-240V 50/60Hz Pil: 14,8 V 4400 mAh Kaçak radyasyon: Bir metre dışında $\leq 0,002\text{mGy/sa}$ Odak noktasından cilde mesafe: 140mm Net ağırlık: 2,6 kg Paket boyutu: 280 x 270 x 250 mm Brüt ağırlık: 5,0 kg

dentalilan.com sitesinde yayınlanan ilandır. Ayrıntılı bilgi için yukarıdaki adrese tıklayın