

dynamic fosfor plak

İlan veren: Renato Kumani

E-posta:renatokumani01@gmail.com

https://dentalilan.com/dynamic-fosfor-plak_i279332

Yeni ilanlar: Dijital Görüntüleme ve Röntgen Cihazları

Adres: Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye

Kategori:Dijital Görüntüleme ve Röntgen Cihazları

Diş intraoral fosfor plaka tarayıcı Ürüne giriş Yüksek çözünürlüklü, diş hekiminin tam olarak tanınmasına yardımcı olur Dinamik marka diş içi fosfor plakalı tarayıcı, piyasadaki en büyük gerçek renkli dokunmatik ekranlı diş tarayıcısıdır. on binlerce kişinin bilgilerini depolayabilen yerleşik kendi kendini yönetim sistemi ve geniş bellek ile. Benzersiz kablosuz ekran projeksiyon ayarı, tıbbi öğretime veya doktor-hasta iletişimine yardımcı olabilir. Modern dijital hasta kliniklerinin ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için ipad ve cep telefonu görüntüleme modlarıyla gelişmiş modeller ayarlanabilir. Ürün Özellikleri HD 10.1 inç dokunmatik ekran - Gerçek renk 1280 * 800'e ulaşır ve görüntülemeyi kolaylaştırır. Bağımsız yönetim sistemi - sistemin kendi yönetim sistemi 10,000 dental film saklayabilir. Kolay görüntüleme için kablosuz bağlantı. Yerleşik kablosuz projeksiyon ekranı, doktorlar ve hastalar arasında daha iyi öğretim veya iletişim kurmanıza yardımcı olur. Otomatik tarama işlemi - anında tarama ve okuma, kullanışlı ve hızlı Yüksek kaliteli ses ve video paraziti azaltma seviyesi - 17 lp/mm çözünürlük, 16 gri ölçeği, görüntü ayrıntılarının daha net görüntülenebilmesini sağlar. Birden fazla danışma odası paylaşımı için WiFi bağlantısı - Ana bilgisayar ile bilgisayar arasında kablosuz bağlantı, konsültasyon odalarının daha rahat olmasını sağlar.İletişim:0544 899 2000 dentalilan.com sitesinde yayınlanan ildir. Ayrıntılı bilgi için yukarıdaki adrese tıklayın