

## SCHUSTER LİNEA 23 LT OTOKLAV

İlan veren: Net Dental

E-posta: netdisdeposu@gmail.com

[https://dentalilan.com/schuster-linea-23-lt-otoklav\\_i281176](https://dentalilan.com/schuster-linea-23-lt-otoklav_i281176)

Yeni ilanlar: Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Cihazları

Adres: Fatih, İstanbul, Türkiye

Kategori: Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Cihazları

NET DIŞ DEPOSU Teknik Özellikler: • B sınıfı, EN13060: Yeni Model

uyarınca tasarlanmış, 3 kez ön vakumlama ve kurutma fonksiyonu \*

Sterilizasyon sıcaklığı: 121 °C, 134 °C \* Sterilizasyon programları: 134 °C , 121

°C , 134 °C FLAŞ, 134 °C PRION \* Test programları: B&D / HELIX ,

VACCUM TESTİ \* Grafik LCD ekran ve evrensel dil işletim sistemi ile kolay

kullanım \* Dokunmatik düğmeli, uzun ömürlü çalışma paneli. \* Dahili yazıcı ve

USB portu \* Ekstra emniyetli basınçla kilitleme sistemine sahip manuel kapı

kilitleme mekanizması□ \* Buhar jeneratörü ile anında ve yüksek verimli buhar

üretim sistemi□ \* Üst su doldurma deliği, manuel su doldurma□ \* Sterilizasyon

sürecinin entegre değerlendirme sistemi□ \* Sterilizatör çalışmasının kendi

kendine teşhisi□ \* Buhar jeneratörü ve kazan ısı kontrolü için güvenlik

termostatları□ \* Emniyetli hızlı buhar tahliye valfi. Garanti :2 Yıl

[dentalilan.com](https://dentalilan.com) sitesinde yayınlanan ildir. Ayrıntılı bilgi için yukarıdaki adrese tıklayın